




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP07-0123-Februar 2024  
Abbildungen nicht vertraglich bindend



- Full Washable System
- Verstellbare und abnehmbare Kopfstütze mit einem mit einem U-förmigen Kissen für Halt und Komfort
- Beidseitige Bedienpedale

Französische  
Herstellung



Vertrieb in Deutschland

Brölstr. 60 | 51545 Waldbröl

Büro: 02291 857 10 55 | E-Mail: acimegmbh@acimeframe.com

[www.acimeframe.de](http://www.acimeframe.de)



Umwelt-  
garantie



2 Jahre  
Garantie



Kunden-  
dienst

Design- und Produktionsstätte

1, avenue de l'Europe | 62720 Rinxent | Frankreich



# SKOT

(Notfall-) Transportliege

## mit Kopfstütze

## BASIS

- Grundgestell mit weißer Pulverbeschichtung
- 4 Räder + 5. Führungsräder
- Zentralbremse
- 80 mm dicke PU-Matratze
- Wandabweiser an allen Enden
- 2 Halterungen für Infusionsständer
- 2 absenkbare Seitengitter
- Stufenlos verstellbare Rückenlehne durch Gasdruckfeder
- Verstellbare Kopfstütze
- Abklappbare Führungsgriffe, fußseitig
- Beidseitige Pedale zur Höhenverstellung
- Pedale für die Räder, fußseitig
- O<sup>2</sup>-Halterung im Gehäuse





Breite der Liegefläche: 620 oder 720 mm  
 Länge der Liegefläche: 1900 mm  
 Gesamtbreite: 758 mm  
 Höchstbelastung: 330 kg (höchste Position)

Räder: ø 200 mm  
 Zentralbremse  
 Anti-/Trendelenburg: jeweils 15°

## OPTIONEN & ZUBEHÖR

(unvollständige Liste)

- 1 2 fußseitige Halterungen für Infusionsständer
- 2 Urinbeutelhalterung
- 3 Esstablett 600 x 400 mm
- 4 Liegenabdeckrollenhalter
- 5 Normschiene für Feststellklappen
- 6 Easygliss-Matratzenauflage
- 7 Röntgenkassettenhalterung
- 8 Gepolsterter Seitenschutz für Kinder
- 9 Gurthalterung
- 10 Tisch für Handchirurgie
- 11 Teleskopischer Infusionsständer
- 12 Beweglicher Infusionsständer (am Rahmen befestigt)
- 13 Einfacher Infusionsständer



### HANDHABUNG

Kombiniert die Mobilität einer Transportliege mit einem verstellbaren Kopfteil für die ambulante Chirurgie



### ERGONOMIE

Intuitive, markierte Regler ermöglichen eine schnelle und einfache Einstellung der Kopfstütze



### PATIENTENKOMFORT

Verschiedene Matratzen: Schaumstoffdicke und -dicke variabel, PU- oder Vinylbezüge



### HYGIENE

Antibakteriell behandeltes Gehäuse; Full Washable System

